

# P280

Safe Skin™-Umgebung für Patienten



## Funktionen und Ihre Vorteile

- **Speziell** entwickelt zur verbesserten Prävention und Behandlung von Druckgeschwüren
- **Verschiedene Therapieoptionen** (Wechseldruck bei Weichlagerung, kontinuierliche Weichlagerung) und Möglichkeiten zur individuellen Anpassung ermöglichen eine optimale Patientenversorgung
- **Regulierbare Einstellung der Zyklusdauer und Festigkeit der Auflage** für eine bessere Kontrolle über Behandlung und Komfort des Patienten
- **Sicherheitsfunktionen für Patienten und Pfleger** einschließlich automatischer Abschaltung des Bediengeräts, Fehleranzeigen und 10-Stunden-Transportmodus
- **Drei Druckumverteilungszonen** bieten zusätzlichen Schutz für empfindliche Körperbereiche, einschließlich einer Fersenzone mit 5°-Neigung
- **Einfache Umrüstung** vom Matratzenersatz zur Auflage
- **Optionen P-MAX und PLUS** sorgen für zusätzliche Unterstützung und Sicherheit bei der Positionierung oder Verlegung des Patienten

## P280

### Auflage- und Matratzenersatz-Therapiesystem

Die Therapieauflage P280 von Hill-Rom trägt zur Dekubitusprophylaxe und -behandlung bei gering bis mäßig gefährdeten erwachsenen Patienten bei. Durch die individuelle Einstellung der Kissendrücke lässt sich die Einsinktiefe des Patienten sowohl im Weichlagerung als auch im Wechseldruckmodus steuern.

Durch diesen therapeutischen Ansatz wird die Druckbelastung empfindlicher Gewebe reduziert, was mit den Internationalen Leitlinien von NPUAP/EPUAP/PPPIA in Einklang steht. Das Pflegepersonal empfiehlt, eine aktive druckverteilende Auflage für Patienten mit einem erhöhten Dekubitusrisiko zu verwenden, wenn eine häufige manuelle Umlagerung nicht möglich ist.<sup>1</sup>



## Technische Daten

### Therapieauflage

Länge	200 cm
Breite	90 cm
Höhe	10 cm
Gewicht	7,5 kg

### Matratzenersatz

Länge	200 cm
Breite	90 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	14 kg

### Bediengerät

Länge	29 cm
Breite	20 cm
Höhe	12 cm
Gewicht	2,2 kg

### Sichere Arbeitslast

(Maximalgewicht des Patienten)

### Bezugsstoff

Polyesterbeschichtung auf Polyestermaterial, 360°-Reißverschluss, Schweißnähte, geringer Abrieb, bieleastisch, wasserdampfdurchlässig, bakterio- und fungistatisch und antimikrobiell. Abwischbar und waschbar. Es können Reinigungslösungen auf Chlorbasis verwendet werden ( $\leq 1.000$  ppm).

<sup>1</sup> EPUAP/NPUAP/PPPIA International Guidelines for the Prevention & Treatment of Pressure Ulcers, 2014

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern. Wir sind Partner für Dienstleister im Gesundheitswesen mit dem Schwerpunkt auf Lösungen zur Versorgung von Pflegebedürftigen, welche die klinischen und wirtschaftlichen Ergebnisse in fünf Kernbereichen verbessern: **Mobilität fördern, Wundversorgung und -vorbeugung, Klinische Abläufe, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Hill-Rom verfolgt mit seinen Mitarbeitern, Programmen und Produktmarken nur ein Ziel: **Jeden Tag und in der ganzen Welt Verbesserung der Ergebnisse für Pflegebedürftige und deren Helfer.**

Es sind nicht alle Produkte/Optionen in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen zu diesem Produkt bzw. Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Die in dieser Broschüre gezeigten Medizinprodukte sind zur Verwendung mit Patienten in den Abteilungen von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorgesehen.

**CE** Diese Medizinprodukte tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicherem und ordnungsgemäßem Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtung verantwortlich.

Hersteller medizinischer Pflegebetten/-matratzen:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët - 56330 Pluvigner - Frankreich (auch autorisierte EU-Vertretung)  
Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 - Frankreich  
Völker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten - Deutschland  
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 - USA  
Hersteller von Liftern: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå - Schweden

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die ausdrückliche schriftliche Garantie, die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte bezieht.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Dok.- Nr.: 5DE119302-01, 07 Oktober 2015

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**